



Soluție de irigare pentru curățarea și umectarea rănilor cronice ale pielii.

Soluție de irigare a rănilor octenilin®

Avantajul nostru

- performanțe excelente de curățare
- bine tolerat mai ales de piele și țesuturi pentru
- toate stările rănilor
- pentru utilizare repetată și pe termen lung
- sterilă

Domeniile de utilizare

- curățare eficientă și rapidă a rănilor
- pentru îndepărtarea crustelor rănilor constând din țesut necrotic, agenți patogeni, biofilme și filme fibrinoase
- potrivit pentru zonele greu accesibile, cum ar fi fisuri și punji ale rănilor
- pentru umectarea și hidratarea rănilor
- pentru hidratarea pansamentelor și a tamponanelor rănilor
- pentru îndepărtarea ușoară a pansamentelor/tamponanelor lipite ale rănilor, altfel dificil de eliminat
- pentru utilizarea combinată cu Terapia de presiune negativă pentru plăgi (V.A.C.Ult, KCl)

Profilul produsului

Proprietăți hidratante

Din cauza tensiunii sale reduse de suprafață, soluția de irigare a rănilor octenilin® are excelente proprietăți hidratante și, prin urmare, de curățare a suprafețelor de țesut, chiar în zone dificil de ajuns, cum ar fi fisuri și punji ale plăgilor.

Putere de curățare pentru îndepărtarea biofilmelor

Studiile asupra puterii de curățare împotriva microorganismelor din biofilm au relevat o bună performanță. Comparativ cu soluțiile de irigare a rănilor precum Ringer sau soluții saline izotonice frecvent utilizate în spitale, soluția de irigare a rănilor octenilin® prezintă o putere de curățare semnificativ mai bună și, prin urmare, o reducere mai eficientă a agenților patogeni.

Conservare

Soluția de irigare a rănilor octenilin® este conservată, pentru a reduce în mod considerabil riscul de transmitere de germeni în mediurile adiacente în timpul aplicării. Soluția de irigare a rănilor octenilin® oferă astfel, dacă este aplicată în conformitate cu instrucțiunile, o barieră eficientă între germeii rănii și persoana tratată.

Tolerabilitatea țesuturilor și biocompatibilitate

Neiritant, nesensibilizator, fără durere, fără toxicitate tisulară, fără deteriorare a granulației și fără deteriorare a epitelizării. Buna tolerabilitate a octenidinei a fost confirmată de experiența clinică pe parcursul multor ani și prin studii clinice pe răni cronice, de asemenea.

Instrucțiuni de utilizare

Curățați și irigați intens rana cu soluția de irigare a rănilor octenilin® la fiecare schimbare de pansament (soluția de irigare a rănilor octenilin® poate fi încălzită până la temperatura corpului, imediat înainte de aplicare). Acoperirile ușor îndepărtabile pot fi eliminate în acest fel. Pansamentele și învelitoarele rănilor îmbibate suplimentar cu soluția de irigare a rănilor octenilin® pot fi utilizate la acoperiri cu solvat de fibrină. Aplicarea trebuie să fie repetată până când toate pansamentele și necrozele pot fi îndepărtate, iar rana este optic curată. Clătirea ulterioară nu este necesară, în general. Rana poate fi tratată în continuare cu gelul pentru răni octenilin®, dacă este necesar.

Valabilitate până la 8 săptămâni de la prima utilizare.

CE 0297

Soluție de irigare a rănilor octenilin®

Date despre produs

Ingrediente:

Aqua Valde purificată (apă de cea mai mare puritate), glicerină, ethilexil glicerină, HCl octenidină

Stare originală:

Sterilă, sigilată. Stabilitate la temperatura camerei, a se vedea informațiile de stabilitate.

Utilizați înainte de:

8 săptămâni de la prima deschidere. Flaconul trebuie închis după fiecare utilizare.

Date fizico-chimice

Culoare	incolor
Densitate	cca. 1,0 g / cm ³ / 20°C
Punct de aprindere	nu este aplicabil
Formă	lichid
pH	cca. 5,4 / 20°C / (nediluată)

Sfaturi speciale

A se utiliza cu bandaje cu plasturi, de exemplu, bandajele care sunt dificil de îndepărtat

În cazul în care bandajul este dificil de îndepărtat, înmuiera cu soluția de irigare a rănilor octenilin® este recomandată pentru a facilita îndepărtarea ușoară a bandajului fără traumatizarea suprafeței plăgii.

Efecte secundare

Nu au fost observate.

Contraindicații

Soluția de irigare a rănilor octenilin® nu trebuie utilizată la pacienții cu alergii cunoscute sau suspecte la una sau mai multe dintre ingredientele. În cazul în care aveți dubii, consultați un medic. Soluția de irigare a rănilor octenilin® nu trebuie utilizată pe cartilajul hialin, ochi, urechi, nas, vezica urinară și în cavitatea abdominală! Pentru a preveni posibile leziuni tisulare, produsul nu trebuie injectat sau aplicat pe țesuturi cu presiune. Trebuie efectuat un drenaj adecvat din cavitățile răni (de exemplu, cu tubul de evacuare flexibil).

Instrucțiuni generale de siguranță

- Nu îl utilizați pentru perfuzii sau injecții!
- Nu este pentru uz oral!
- A se aplica la exteriorul răni.
- Trebuie să se utilizeze numai recipientele nedeteriorate și intacte.
- Utilizați numai pachete nedeteriorate și intacte. Protejați produsul împotriva expunerii la lumina directă a soarelui.
- Pentru a preveni introducerea de bacterii atunci când se utilizează o soluție de irigare a rănilor octenilin®, asigurați-vă că ambalajul nu intră în contact cu rana.
- Dispozitiv medical - A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor!

Informații pentru comandă

Articol	Formularul de livrare	Articol nr.
Soluție pentru irigare a rănilor octenilin 350 ml FL	10 / cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Produse asemănătoare

- Gel pentru răni octenilin®

Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și ecologice, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi / rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com. Pentru întrebări individuale:

Asistență pentru clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com

Distribuitor autorizat pentru România **INTERCOOP s.r.l.**

547215 Ernei, str. Principală, Nr. 376, Jud. Mureș

Tel/Fax: +40-(0)265-267 708

E-mail: office@intercoop.ro, www.intercoop.ro



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.



Sediul Schülke & Mayr GmbH Str. Robert-Koch Nr. 2 22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd. 1 Jenkin Road GB-Sheffield S9 1 AT
Telefon +44 (0) 1142 - 5435 - 00
Fax +44 (0) 1142 - 5435 - 01
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H. Seidengasse 9 1070 Viena, Austria
Telefon +43 (0) 1 - 5232501 - 0
Fax +43 (0) 1 - 5232501 - 60
office.austria@schuelke.com