



gigasept® AF forte

gigasept® AF forte este un preparat fără conținut de aldehide pentru curățarea și dezinfectarea endoscoapelor flexibile, a dispozitivelor medicale și a accesoriilor utilizate în anestezie și în îngrijire.

Avantajele noastre

- nu conține aldehide
- adecvat pentru endoscoape flexibile și rigide
- timp de acțiune redus în băile cu ultrasunete
- combinație de substanțe brevetată
- miros plăcut

Domenii de utilizare

Curățarea și dezinfectarea endoscoapelor flexibile și rigide, a instrumentelor chirurgicale, a echipamentelor pentru anestezie și a măștilor respiratorii.

Profilul produsului

gigasept® AF forte este un produs concentrat și se diluează cu apă rece pentru a atinge concentrația de utilizare dorită.

Dozare: în funcție de gradul de eficacitate, 0,75 % - 5 %.

Exemplu de utilizare: 1 litru de soluție gata de utilizare de 5 % corespunde la 950 ml de apă și 50 ml de gigasept® AF forte. Scufundați instrumentele care necesită procesare în soluția gigasept® AF forte imediat după utilizare. Asigurați-vă că toate suprafețele sunt complet umede și lăsați-le să se înmoaie în soluție. Scufundați instrumentele cu corp gol astfel încât aerul să poată ieși complet din lumen. După utilizare, clățiți/spălați bine instrumentele cu o apă cel puțin de calitatea apei potabile, preferabil cu apă sterilă distilată sau demineralizată, pentru a îndepărta cu atenție toate reziduurile din soluția de lucru.

Nu depășiți timpul de contact și concentrațiile indicate. Vă rugăm să rețineți recomandările pentru procesare furnizate de producătorii instrumentelor. Reglementările naționale pot impune ca dezinfectarea și curățarea să fie efectuate în două etape separate.

Nu este adecvat pentru dezinfectarea finală a dispozitivelor medicale semicritice și critice!

Perioada de efect: Soluția de lucru poate fi utilizată timp de 7 zile, numai atunci când se folosește la dezinfectarea instrumentelor curățate anterior. Dacă soluția de lucru este utilizată pentru curățare, reglementările naționale pot limita intervalul de timp în care soluția poate fi folosită.

Eficacitate microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
bacterică, levrurică, micobacterică în conformitate cu VAH EN 13727, EN 14561 EN 13624, EN 14562 EN 14348, EN 14563	5 % 2 % 0,75 %	5 min. 15 min. 30 min.
împotriva virusurilor capsulate (incl. HIV, HBV, HCV)*	1 % 0,75 %	5 min. 15 min.
Rotavirus** încărcătură scăzută	0,75 %	5 min.
Adenovirus*	2 %	60 min.
Polyoma SV40*	2 %	15 min.
Baie cu ultrasunete (bacterică, levrurică, micobacterică, parțial virucidă, incl. HIV, HBV, HCV)	2 %	5 min.

Toate concentrațiile sunt indicate sub sarcină ridicată

* în conformitate cu Recomandările DVV/RKI 12/2014

** în baza EN 14476



CE 0297

gigasept® AF forte

Date despre produs

Compoziție:

100 g soluție de agent conține următoarele ingrediente active: 10 g clorură de dimetildioctilamoniu, 15 g fenoxipropanoli, 15,6 g acetat de alchilguanidină, 9,5 g laurilpropilen diamină.

Date fizico-chimice

Culoare	verde
Densitate	aprox. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
Punct de aprindere	62 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1
Formă	lichidă
pH	aprox. 9,9 / 20 °C / concentrat
Vâscozitate, dinamică	aprox. 60 mPa*s / 20 °C / Metodă: ISO 3219

Recomandări specifice

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Nu utilizați produsul după data expirării. Atunci când se utilizează soluția de lucru de 5%, contactul accidental cu ochii poate duce la iritarea mucoasei.

Datorită alegerii de ingrediente extrem de eficiente, la concentrațiile de utilizare recomandate pot apărea efecte de turbiditate (opalescență). Aceste efecte sunt specifice produsului și nu îi limitează eficacitatea.

În afară de reprelucrarea manuală, gigasept® AF forte este adecvat și pentru procesele semi-automate la temperatura camerei.

Interacțiuni: Ca regulă generală, nu amestecați gigasept® AF forte cu alte produse. Dacă gigasept® AF forte intră în contact cu soluții de lucru care conțin aldehidă, pot apărea precipitări și decolorări ireversibile.

Produse asemănătoare

- gigasept® PAA concentrat

Informații legate de mediu

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com



EMAS
GERÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-00003



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Sediul schülke

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro