



Dezinfectant rapid pe bază de alcool pentru dispozitive medicale non-invazive și suprafețe

mikrozin[®] AF liquid

Avantajele produsului nostru:

- eficacitate extinsă, în cel mai scurt timp posibil
- nu lăasă urme
- gata de utilizare

Aria de aplicare

Produsul este adecvat pentru dezinfectia dispozitivelor medicale si a altor suprafețe (TP2). Produsul nostru clasic printre cele pentru dezinfectia rapida a suprafetelor este adecvat pentru dezinfectia suprafetelor din proximitatea pacientilor care prezinta un risc ridicat de infectie si necesita un timp scurt de actiune.

Instrucțiuni de utilizare

Aplicați produsul nediluat pe suprafețe, ștergeți și așteptați ca acesta să își facă efectul. Asigurați-vă că ați umezit complet suprafețele și păstrați-le umede pe întreaga durată a timpului de expunere.

Asigurați-vă că ați îndepărtat toată murdăria vizibilă înainte de dezinfectie. Coeficientul maxim de aplicare va fi de 50 ml/m².

Destinat doar utilizării profesionale. Orice incident serios legat de produs trebuie raportat producătorului și autorităților competente. A nu se folosi pentru dezinfectia finală a echipamentelor medicale semi-critice și critice!

Eficiență microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
bactericid în conformitate cu Ghidul VAH cu timpi de contact scurt	gata de utilizare	1 min.
bactericid EN13727, EN16615 - condiții de murdărie	gata de utilizare	1 min.
tuberculocid EN14348 - condiții de murdărie	gata de utilizare	1 min.
levuricid EN13624, EN16615 - condiții de murdărie	gata de utilizare	1 min.

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
levuricid în conformitate cu Ghidul VAH cu timpi de contact scurt	gata de utilizare	1 min.
virucid împotriva virusurilor capsulate EN14476 - condiții de murdărie	gata de utilizare	30 sec.
activitate virucidă cu spectru limitat EN14476 - condiții de murdărie	gata de utilizare	30 sec.
Polioma SV40 În conformitate cu DVV (Asociația Germană pentru Combaterea Bolilor Virale)//Ghidul RKI	gata de utilizare	5 min.

CertIFICATE:

- Certificat VAH
- Înregistrat IHO
- Certificat ÖGHMP



mikrozid® AF liquid

Informații despre produs

Compoziție

100 g de soluție conține următoarele ingrediente active:
24,75 gr Etanol (94%) și 35 g Propan-1-ol
Etichetare conform Reglementărilor (CE) Nr. 648/2004:
parfumuri

Informații de natură chimică/fizică:

Culoare:	lichid incolor
Densitatea (20° C):	aprox. 0,89 g/cm ³ /20° C
Punct de inflamație:	27° C/ Metoda: DIN 51755 Partea I
Formă:	Lichidă
pH:	Nu se aplică
Vâscozitate, dinamică:	Nedeterminată

Recomandări speciale

Utilizați dezinfectantele în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metale și materialele plastice (cu excepția sticlei acrilice și a lacurilor sensibile la alcool). Nu tratați suprafețele sensibile la alcool (de ex. sticla acrilică). Vă rugăm să urmați cu strictețe orice instrucțiuni naționale cu privire la incendii și protecția împotriva exploziilor atunci când folosiți dezinfectanți pe bază de alcool. Păstrați la distanță de căldură și surse de aprindere. Se recomandă purtarea mănușilor de protecție. Informații suplimentare sunt disponibile la cerere. Termenul de valabilitate a ambalajului deschis se regăsește pe eticheta.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr. articol
mikrozid® AF lichid, 250 ml cu pulverizator	10/bax	la cerere
mikrozid® AF liquid, flacon 1 L	10/bax	la cerere
mikrozid® AF liquid, NLGRLVLT, flacon 1 L	10/bax	la cerere
mikrozid® AF liquid, flacon 200 L	1/butoi	la cerere
mikrozid® AF liquid, canistră 10 L	1/canistră	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

Accesorii

Accesorii	Nr. articol
Cheie canistră 5+10 l	135810
Duză de aer comprimat	120001
Pâlnie decantor	117901
Cupă de măsurat	136102
Dezchizător all-in-one	70000804
Alimentator dozator schülke 5 l/10 l (20 l pe apăsare)	117101
Robinet schülke pentru bidon de 5 l/10 l	135501
Pulverizator pentru 500/1000 ml	180124

Produse similare

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® sensitive liquid
- schülke wipes
- schülke wipes safe&easy

Informații despre mediu

schülke fabrică produse într-un mod economic și prin procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, păstrându-și, totodată, standardele înalte de calitate.

Părerile experților și informații

Vă rugăm vizitați site-ul nostru pentru o privire de ansamblu asupra întregii literaturi de specialitate/rapoarte asupra produsului: www.schuelke.com

Pentru informații individuale, contactați:

Serviciul Vânzări Clienți:
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr S.R.L. deține o Autorizație a Producătorului conformă cu secțiunea 13, paragraful 1 al Legii Germane pentru Medicamente și Certificate de Conformitate GMP pentru produse medicinale.

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro