



Concentrat pentru dezinfectarea și curățarea dispozitivelor medicale și a altor suprafețe.

terralin[®] protect

Avantajele noastre

- nu conține aldehide
- performanțe excelente de curățare
- miros discret, plăcut și proaspăt

Domenii de utilizare

Dezinfectarea și curățarea dispozitivelor medicale și a altor suprafețe:

- în toate secțiile spitalicești (de ex., saloane, ATI, săli de operație)
- destinat în special zonelor sensibile la miros (de ex., unități de terapie intensivă neonatală)
- materiale sensibile (de ex., sticlă acrilică)

Instrucțiuni de utilizare

Pregătiți soluția de utilizare în concentrația necesară. Asigurați-vă că umectați complet suprafețele și păstrați-le umede pentru tot timpul de expunere. Dozele exacte pot fi obținute utilizând accesoriile de dozare schülke. Ștergeți suprafețele cu o cârpă umedă. Încercați întotdeauna o acoperire completă a suprafețelor. Clătiți atent echipamentul cu apă. Pentru a evita pierderea eficacității microbiologice, nu amestecați acest produs cu niciun alt agent de curățare. Prin urmare, vă rugăm să solicitați îndrumări de la schülke înainte de a încerca astfel de combinații. Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale semicritice și critice!

Eficacitate microbiologică

Bactericid, levuricid, tuberculocid, virucid

Certificări

- Listat de OMS
- Certificare VAH

Date despre produs

Compoziție:

100 g de soluție conține următoarele ingrediente active: 22 g clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu (ADBAC/BKC (C12-C16)), 17 g 2-fenoxietanol, 0,9 g amine, N-C12-14(numere pare)-alchiltrimetilenedi-, produse de reacție cu acidul cloroacetic

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004:

5-15 % agenți tensioactivi neionici, parfumuri

Date fizico-chimice

| | |
|-----------------------|--|
| Culoare | verde |
| Densitate | cca 1,01 g/cm ³ , 20 °C |
| Punct de aprindere | 48 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1 |
| Formă | lichidă |
| pH | aprox. 8,6 / 20 °C |
| Vâzcozitate, dinamică | aprox. 21 mPa*s / 20 °C / Metodă: ISO 3219 |

Recomandări specifice

Utilizați dezinfectantele în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

terralin® protect

Informații pentru comandă

| Articol | Ambalaj | Cod articol |
|--|-------------|-------------|
| flacon terralin® protect de 2 l | 5/bax | la cerere |
| terralin® protect 200 l | 1/butoi | la cerere |
| terralin® protect 500 l | 1/container | la cerere |
| pungă terralin® protect, 20 ml (500x20 ml) | 1/cutie | la cerere |
| terralin® protect 5 l | 1/canistră | la cerere |
| terralin® protect 20 l | 1/canistră | la cerere |

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii pentru utilizare

| Accesorii pentru utilizare | Cod articol |
|--|-------------|
| Desfăcător bidon pentru 20 + 25 l | 135901 |
| Desfăcător bidon pentru 5 + 10 l | 135810 |
| Pâlnie de decantare | 117901 |
| Cupă de măsurare 500 ml | 136101 |
| Desfăcător multifuncțional (recipient tip eurobottle/bidon/recipient de 1 l) | 70000804 |
| Dozator schülke 20 l / 25 l (20 ml/doză) | 182501 |
| Dozator schülke 5 l / 10 l (20 ml/doză) | 117101 |
| Robinet schülke pentru bidoanele de 5 l/10 l | 135501 |
| Robinet pentru bidoanele de 20/25 l | 126101 |

Produse asemănătoare

- aditiv de îngrijire s&m
- aditiv de curățare s&m
- șervețele schülke
- șervețele schülke safe&easy

Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.



O companie a
Grupului Air Liquide

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro