



Șervețele fără conținut de alcool pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor și a dispozitivelor medicale sensibile la alcool

mikrozid® sensitive wipes

Avantajele noastre

- nu conțin alcool
- șervețele impregnate cu dezinfectant, gata de utilizare
- acțiune foarte rapidă și eficientă
- destinate suprafețelor sensibile la alcool
- performanțe bune de curățare

Domenii de utilizare

Produsul este adecvat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor și a dispozitivelor medicale sensibile la alcool. Datorită compatibilității foarte bune a materialelor, produsul este destinat utilizării pe suprafețele sensibile la alcool.

Echipamente medicale definite de Directiva privind dispozitivele medicale (DDM), precum:

- suprafețe ale dispozitivelor medicale, cum ar fi stetoscoape, piese aplicate precum capetele de sonde ecografice pentru examinări abdominale, respectiv sticlă acrilică.
- piese aplicate sensibile la alcool și care nu pot fi scufundate în lichide, cum ar fi capetele de sonde ecografice pentru examinări abdominale. Vă rugăm să rețineți ca pentru dispozitivele medicale semicritice (de ex., capete de sonde ecografice pentru examinări vaginale) este necesară o dezinfectie finală de nivel înalt.

Pentru suprafețe conform Directivei privind produsele biocide:

- suprafețe mici din spitale, cabinete medicale și stomatologice, respectiv ambulanțe
- suprafețe mici din laboratoarele medicale, unități specializate de asistență socială și cămine

Instrucțiuni de utilizare

Ștergeți bine suprafața cu șervețelul impregnat și așteptați să își facă efectul. Asigurați umectarea completă. Asigurați-vă că toate urmele de murdărie vizibile au fost îndepărtate înainte de dezinfectare. După deschidere când scoateți prin fanta primul șervețel, asigurați-vă că sunt respectate cerințele de igienă. Asigurați-vă că ați închis bine capacul după utilizare. În cazul utilizării corecte, schülke garantează un termen de valabilitate de 3 luni de la deschiderea pachetului.

Eficacitate microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
bacterică în conformitate cu Ghidul VAH, cu timp de contact redus	gata de utilizare	1 min
MRSA	gata de utilizare	1 min
levurică în conformitate cu Ghidul VAH, cu timp de contact redus	gata de utilizare	1 min
virucidă împotriva virusurilor capsulate (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)// Ghidul RKI	gata de utilizare	1 min
Norovirus EN14476	gata de utilizare	15 min
Polyoma SV40	gata de utilizare	1 min
Rotavirus	gata de utilizare	1 min

Certificări

- Listat de IHO
- Certificare VAH



mikrozid® sensitive wipes

Date despre produs

Compoziție:

100 g soluție de agent conține următoarele ingrediente active: 0,26 g clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu (ADBAC/ BKC (C12-C16)); 0,26 g clorură de didecildimetilamoniu (DDAC), 0,26 g clorură de alchil (C12-C14) etilbenzilamoniu (ADEBAC (C12-C14))

Date fizico-chimice

Culoare	incolor
Densitate	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Punct de aprindere	Nu este aplicabil
Formă	lichidă
pH	6 - 8 / 20 °C
Vâzcozitate, dinamică	nedeterminată

Recomandări specifice

Sunt disponibile următoarele dimensiuni:

- mikrozid® sensitive wipes (10 x 120 de șervețele a 14 x 18 cm), acoperire*: aprox. 0,3 m²
- mikrozid® sensitive wipes Jumbo (10 x 200 de șervețele a 20 x 20 cm), acoperire*: aprox. 0,5 m²
- rezervă dozator mikrozid® sensitive wipes Jumbo (12 x 200 de șervețele a 20 x 20 cm), acoperire*: aprox. 0,5 m²
- mikrozid® sensitive wipes premium (12 x 50 de șervețele a 20 x 20 cm), acoperire*: aprox. 1,0 m²
- mikrozid® sensitive wipes premium (6 x 100 de șervețele a 20 x 20 cm), acoperire*: aprox. 1,0 m²
- mikrozid® sensitive wipes premium maxi (6 x 80 de șervețele a 25 x 25 cm), acoperire*: aprox. 1,5 m²

Utilizați dezinfectanții în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Dozajul exact de utilizare pentru fiecare aplicație trebuie să fie definit în mod individual. La alegerea dezinfectanților de suprafață, se aplică următoarele: „Printre altele, dezinfectanții de suprafață se disting prin eficacitatea pe care o au împotriva microbilor. Acest aspect trebuie avut în vedere la alegerea dezinfectanților pentru fiecare zonă.” Vă rugăm să rețineți că unele tulpini bacteriene sunt mai puțin vulnerabile sau rezistente la dezinfectanți decât altele.** De asemenea, este posibil ca produsele pe bază de compuși de amoniu cuaternar să fie insuficiente.

Din acest motiv, schülke recomandă utilizarea șervețelor mikrozid® PAA wipes sau mikrozid® AF wipes pentru dezinfectarea suprafețelor din zonele cu risc ridicat (de exemplu: terapie intensivă, hemato-oncologie sau neonatologie), întrucât aceste produse au o eficacitate foarte ridicată. Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale semicritice și critice!

Reîncărcarea

În primul rând, dezinfectați-vă mâinile și purtați mănuși de protecție noi.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-00003



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.



O companie a
Grupului Air Liquide

În timpul procesului de reîncărcare, vă rugăm să vă asigurați că mănușile nu sunt contaminate ca urmare a altor activități. După fiecare reumplere supuneți capacul unui proces de curățare și dezinfectare cu un dezinfectant pentru suprafețe pe baza de alcool. Vă recomandăm să puneți rezerva în ambalajul său în bidon. În plus, schülke recomandă evitarea utilizării rezervelor pentru dozator în zonele cu risc ridicat.

Informații pentru comandă

Articol	Ambalaj	Cod articol
mikrozid® sensitive wipes premium (100 de șervețele)	6/bax	la cerere
mikrozid® sensitive wipes premium maxi (80 de șervețele)	6/bax	la cerere
mikrozid® sensitive wipes premium (50 de șervețele)	12/bax	la cerere
Rezervă dozator mikrozid® sensitive wipes Jumbo (200 de șervețele)	12/bax	la cerere
mikrozid® sensitive wipes Jumbo (200 de șervețele)	10/bax	la cerere
mikrozid® sensitive wipes (120 de șervețele)	10/bax	la cerere
Rezervă dozator mikrozid® sensitive wipes Jumbo (12x200 de șervețele)	1/bax	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii pentru utilizare

Accesorii pentru utilizare	Cod articol
Suport de perete Jumbo tub	134421

Produse asemănătoare

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® PAA wipes
- mikrozid® sensitive liquid
- mikrozid® universal wipes premium

Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com

* Suprafața zonei de acțiune a unui șervețel depinde de condițiile ambientale și de structura suprafeței șterse.

** Recomandări din partea RKI (Institutul de sănătate publică din Germania): Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com