



## aspirmatic®

Curățarea, dezinfectia și întreținerea totală a tuturor uniturilor stomatologice și a separatoarelor de amalgam. Utilizare 1 – 2 ori / zi.

### Avantajele noastre

- compatibil cu toate separatoarele de amalgam (de ex. Dürr, Metasys)
- poate fi utilizat cu toate uniturile de tratament (de ex. Sirona, KaVo, Castellini, etc.)
- nu produce spumă

### Domenii de utilizare

Aspirmatic® se utilizează pentru curățarea, dezinfectarea și întreținerea totală a tuturor uniturilor stomatologice și a separatoarelor de amalgam.

### Instrucțiuni de utilizare

Utilizați aspirmatic® soluție 2% la mijlocul și sfârșitul zilei pentru curățare și dezinfectie. Utilizați 2 L soluție de lucru aspirmatic® pentru fiecare unit în combinație cu accesoriul de aplicare schülke. Pentru a prepara o soluție de lucru de 2% adăugați 40 ml aspirmatic® la 1960 ml de apă rece. Diluați produsul cu apă rece pentru a obține concentrația necesară.

Aspirați 1 ½ litri soluție de lucru prin tuburile de aspirare și turnați restul de ½ litru în scuițătoare.

Lasați să acționeze timp de 60 minute sau peste noapte. Recomandăm a se folosi aspirmatic® cleaner de 1-2 ori pe săptămână în loc de aspirmatic®.

### Eficacitate microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
<b>bacterică</b> în conformitate cu VAH - condiții de murdărie	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>bacterică</b> EN13727, EN14561 - condiții de murdărie	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>levurică</b> EN13624, EN14562 - condiții de murdărie	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>levurică</b> în conformitate cu VAH - condiții de murdărie	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>activitate virucidă împotriva virusurilor capsulate</b> în conformitate cu DVV (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)// Ghidul RKI	2 % (20 ml/l)	60 min

### Certificări

- Certificare VAH



## Date despre produs

Compoziție:

100 g de concentrat conține următoarele ingrediente active:

7,5 g clorură de didicildimetilamoniu.

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004:

<5 % agenți tensioactivi neionici, <5 % săpun.

### Date fizico-chimice

Culoare	albastru
Densitate	cca 0,99 g/cm <sup>3</sup> , 20 °C
Punct de aprindere	Nu este aplicabil
Formă	lichidă
pH	6,5-7,5 / 20 °C
Vâzcozitate, dinamică	Nu sunt disponibile informații

## Recomandări specifice

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. UVV (regulamentele pentru prevenirea accidentelor) impun purtarea de mănuși de către persoanele care lucrează cu dezinfectanți care nu sunt destinați aplicării pe piele. A nu se utiliza după data expirării.

Nu amestecați concentratul sau soluția gata de utilizare aspirmatic® și aspirmatic® cleaner.

## Informații pentru comandă

Articol	Ambalaj	Cod articol
aspirmatic® 2 l	5/bax	la cerere
aspirmatic 2L FL	5/bax	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

## Accesorii pentru utilizare

Accesorii	Cod articol
cupă de măsurare 500 ml	136101
cupă de măsurare 50 ml	136102

## Produse asemănătoare

- aspirmatic® cleaner
- Accesorii de aplicare schülke

## Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

## Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile pentru produs: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Pentru întrebări individuale: Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

### Producător:

Schülke & Mayr GmbH  
Str. Robert-Koch 2  
22851 Norderstedt, Germania  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)



### Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.  
547215 Ernei Nr. 376  
Jud. Mureș, România  
Tel/Fax: 0265-267.708  
E-mail: [office@intercoop.ro](mailto:office@intercoop.ro)  
[www.intercoop.ro](http://www.intercoop.ro)