



Produs special pentru curățarea sistemelor de aspirație dentară, a scuipătorii și a tuburilor de evacuare.

aspirmatic® cleaner

Avantajele noastre

- nu conține aldehide
- manipulare simplă și sigură
- produs dovedit prin teste practice ample cu unituri stomatologice de vârf
- compatibil cu diverse separatoare de amalgam
- nu formează spumă perturbatoare
- mod de utilizare economic

Domenii de utilizare

Pentru facilitarea curățării speciale săptămânale a sistemului de aspirație dentară, a scuipătorii și a tuburilor de evacuare.

Instrucțiuni de utilizare

În timpul utilizării de rutină a unității de aspirație, pot apărea depuneri de substanțe organice și anorganice; aceasta se usucă în tubulatură, provocând contaminarea și, de asemenea, pot prezenta riscuri de infecție pentru personal la schimbarea filtrului.

Pentru a evita probleme mecanice la sistemul de aspirație și, în același timp, pentru a asigura siguranța igienică, aspirmatic® cleaner trebuie utilizat după cum urmează:

în concentrație de 5 % **o dată sau de două ori pe săptămână în loc de dezinfectare la amiază** pentru curățarea specială.

Pregătiți 2 l de soluție gata de utilizare în sistemul aspirmatic® pentru fiecare unitate de tratament. În acest sens, amestecați 1.900 ml de apă cu 100 ml de concentrat. Aspirați aprox. 1 1/2 litri în tuburile de aspirație și turnați restul de 1/2 litru în scuipătoare.

Lăsați-l să acționeze timp de aprox. 1-2 ore (de exemplu, în timpul pauzei de prânz), astfel încât impuritățile existente să poată fi înmuiate. **După trecerea timpului de contact, aspirați apă pentru a îndepărta impuritățile din tuburi.**

În cazul prezenței unor impurități persistente sau dacă contaminarea a avut efect perioade mai lungi de timp, folosiți aspirmatic® cleaner în concentrația de 10 % (1.800 ml de apă și 200 ml de concentrat).

Important: aspirmatic® cleaner nu trebuie lăsat aplicat peste noapte sau peste weekend. Sistemul aspirmatic® permite amestecarea ușoară și sigură, urmată de turnarea ulterioară a soluției. Tuburile de aspirație pot fi puse cu ușurință în adaptor. În cazul prezenței unor contaminări persistente cu reziduuri sanguine, trebuie aspirată apă imediat după tratament.

Și mai ușor:

Calculați concentrația potrivită pentru soluția Dvs. gata de utilizare, folosind calculatorul nostru de dozare DosageCal.

Întotdeauna disponibil, atât online, cât și offline, accesând www.dosage-calculator-schuelke.com



aspirmatic® cleaner

Date despre produs

Compoziție:

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004: 5% agenți tensioactivi neionici.

Date fizico-chimice

Culoare	galbenă
Densitate	cca 1,17 g/cm ³ , 20 °C
Punct de aprindere	> 100 °C / Metodă: ISO 2719
Formă	lichidă
pH	aprox. 0,9 / 20 °C / concentrat
Vâzcozitate, dinamică	Nu sunt disponibile informații

Recomandări specifice

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

UVV (regulamentele pentru prevenirea accidentelor) impun purtarea de mănuși de către persoanele care lucrează cu dezinfectanți care nu sunt destinați aplicării pe piele. Nu amestecați concentratul sau soluția gata de utilizare aspirmatic® și aspirmatic® cleaner. A nu se utiliza după data expirării.

Informații pentru comandă

Articol	Ambalaj	Cod articol
flacon aspirmatic® cleaner de 2 l	5/bax	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii

Accesorii	Cod articol
aspirmatic® system	183701
cupă de măsurare 500 ml	136101
cupă de măsurare 50 ml	136102

Produse asemănătoare

- aspirmatic®
- aspirmatic® system

Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-00003



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.



O companie a
Grupului Air Liquide

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com