



Este destinat utilizării pentru hidratarea și decontaminarea prin curățare fizică a vestibulelor nazale, precum și ca tratament simptomatic al pielii iritate de sub cavitățile nazale.

octenisan® md gel nazal

Avantajele noastre

- decontaminarea prin curățare fizică a vestibulelor nazale
- ca tratament simptomatic al pielii iritate de sub cavitățile nazale
- pentru hidratare
- o excelentă compatibilitate

Domenii de utilizare

Proprietățile hidrofile ale gelului nazal octenisan® md asigură hidratarea eficientă a vestibulului nazal. Efectele hidratante ale hidrogelului creează un mediu fiziologic favorabil, care împiedică sedimentarea bacteriilor. Mai mult decât atât, restabilirea funcțiilor fiziologice de protecție și de curățare contribuie la decontaminarea efectivă a agenților patogeni multirezistenți, respectiv a particulelor și a reziduurilor de pe piele. Pielea iritată de sub cavitățile nazale este, de asemenea, umectată de hidrogel și, astfel, se poate vindeca optim. Celulele epiteliale trebuie să fie capabile să se reproducă și să migreze, pentru procesul de vindecare. Acest lucru este cel mai eficient posibil într-un mediu de leziune umedă.

Instrucțiuni de utilizare

Dacă nu este prescris altfel, utilizați gelul nazal octenisan® md cel mult de două ori pe zi, în funcție de necesități. Gelul nazal octenisan® md este destinat exclusiv utilizării în vestibulul nazal și pe pielea de sub cavitățile nazale. Administrarea în vestibulele nazale: Aplicați gelul, de exemplu, cu un bețișor de bumbac, în cantitate suficientă în zona frontală a nasului (vestibulul nazal), astfel încât suprafața să fie complet acoperită. În acest scop, când este utilizat în vestibulele nazale, gelul nazal octenisan® md trebuie introdus în nară, iar nasul închis apăsând pe partea laterală a nărilor, apoi masat între degetul mare și cel arătător.

Aceasta asigură o distribuție uniformă a gelului. Dacă este necesar, nasul trebuie curățat înainte cu un bețișor de bumbac umed. Gelul în exces se îndepărtează cu un bețișor de bumbac. Asigurați-vă că rămâne un strat subțire și umed. Contactul

direct cu deschiderea tubului trebuie să fie evitat, pentru a preveni contaminarea cu microbi. Administrarea sub cavitățile nazale: Aplicați gelul, de exemplu, cu un bețișor de bumbac, în cantitate suficientă pe pielea iritată de sub cavitatea nazală, astfel încât suprafața să fie complet acoperită. Asigurați-vă că rămâne un strat subțire și umed.



CE 0297

octenisan[®] md gel nazal

Date despre produs

Ingrediente:

Apă purificată, propilenglicol, hidroxietilceluloză, HCl octenidină

Date fizico-chimice

Culoare	aproape incoloră
Densitate	cca 1,01 g/cm ³ / 20 °C
Punct de aprindere	> 61 °C / Metodă: ISO 2719
Formă	vâscoasă
pH	cca 6,9/20 °C
Vâscozitate, dinamică	cca 5,050 mPa*s

Expertiză și informații

Pentru o prezentare generală a produselor noastre care conțin octenidină, vă rugăm să consultați pagina noastră de Internet www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Recomandări specifice

Gelul nazal octenisan[®] md nu trebuie să fie utilizat de persoane cu alergii cunoscute sau suspectate la oricare dintre ingrediente (propilen glicol, hidroxietilceluloză, HCl octenidină). În cazul în care aveți dubii, consultați un medic.

Produsul nu trebuie utilizat în combinație cu săpunuri de curățare, unguente, uleiuri, enzime, sau alte produse similare, deoarece aceasta i-ar putea afecta efectul de conservare. A nu se utiliza în asociere cu iod PVP, deoarece aceasta poate duce la decolorare și afectarea efectului antiseptic al iodului PVP.

Nu utilizați gelul nazal octenisan[®] md în mod continuu mai mult de 2 săptămâni fără supraveghere medicală. Gelul nazal octenisan[®] md nu trebuie utilizat pe cartilaj, în ochi și în urechi, pentru a evita posibilele leziuni ale țesuturilor. Nu îl introduceți prea adânc în nas. Nu îl utilizați pentru perfuzii sau injecții! Nu îl înghițiți. A nu se utiliza în cazul în care tubul este deteriorat. Gelul nazal octenisan[®] md trebuie păstrat la temperaturi cuprinse între 5 °C - 25 °C și protejat de lumina directă a soarelui.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Cod articol
octenisan md Nasengel INT SM 6 ml TB	20/cutie	la cerere
octenisan md gel nazal EN/PL SM 6 ml TB	20/cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.



Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Distribuitor

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Viena, Austria
Telefon +43 (0) 1 - 5232501 - 0
Fax +43 (0) 1 - 5232501 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com