



Șervețele dezinfectante gata de utilizare, impregnate cu soluție pe bază de alcool

## mikrozid® AF wipes

### Avantajele noastre

- șervețele dezinfectante impregnate cu dezinfectant, gata de utilizare
- spectru larg de acțiune în cel mai scurt timp posibil
- uscare rapidă
- o mare varietate de dimensiuni ale șervețelilor și ambalajelor

### Domenii de utilizare

Dezinfecția rapidă, pe bază de alcool, a dispozitivelor medicale din toate domeniile și a unei mari varietăți de suprafețe care pot fi șterse, unde există un risc crescut de infectare și unde sunt necesari timpi de contact reduși, de exemplu:

- suprafețele din apropierea pacienților
- unitățile pentru tratarea pacienților
- mese de examinare
- mesele de operație și suprafețele de lucru învecinate
- suprafețele echipamentelor medicale

### Instrucțiuni de utilizare

Ștergeți bine suprafața cu șervețelul impregnat și așteptați să își facă efectul. Asigurați-vă că umezați complet suprafețele și păstrați-le umede în tot timpul de expunere. Asigurați-vă că toate urmele de murdărie vizibile au fost îndepărtate înainte de dezinfectare. Când deschideți capacul și introduceți primul șervețel, asigurați-vă că sunt respectate cerințele de igienă. Asigurați-vă că ați închis bine capacul după utilizare. Nu tratați suprafețe sensibile la alcool, precum sticla acrilică. Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale semi-critice și critice!

### Eficacitate microbiologică

| Eficacitate                                                                                                               | Concentrație      | Timp de contact |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>bactericidă</b><br>EN13727, EN16615, În conformitate cu Ghidul VAH, cu timp de contact redus<br>- condiții de murdărie | gata de utilizare | 1 min           |

| Eficacitate                                                                                                                                          | Concentrație      | Timp de contact |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>tuberculocidă</b><br>EN14348<br>- condiții de murdărie                                                                                            | gata de utilizare | 1 min           |
| <b>levuricidă</b><br>EN13727, EN16615, În conformitate cu Ghidul VAH, cu timp de contact redus<br>- condiții de murdărie                             | gata de utilizare | 1 min           |
| <b>fungicidă</b><br>EN13624, EN13697<br>- condiții de murdărie                                                                                       | gata de utilizare | 2 min           |
| <b>activitate virucidă împotriva virusurilor capsulate</b><br>În conformitate cu DVV (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)/Ghidul RKI | gata de utilizare | 30 sec.         |
| <b>Norovirus</b><br>EN14476<br>- condiții de murdărie                                                                                                | gata de utilizare | 1 min           |
| <b>Polyoma SV40</b><br>În conformitate cu DVV                                                                                                        | gata de utilizare | 10 min          |
| <b>Rotavirus</b><br>EN14476<br>- condiții de murdărie                                                                                                | gata de utilizare | 30 sec.         |
| <b>Adenovirus (tipul 5)</b><br>În conformitate cu DVV (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)/Ghidul RKI                                | gata de utilizare | 5 min           |

### Certificări

- Listat de ÖGHMP
- Listat de VAH
- Certificare OMS



# mikrozid® AF wipes

## Date despre produs

### Compoziție:

100 g soluție de agent conține următoarele ingrediente active:  
25 g etanol (94 %), 35 g propan-1-ol

### Date fizico-chimice

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Culoare               | incolor                             |
| Densitate             | cca. 0,89 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C |
| Punct de aprindere    | 27 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1  |
| Formă                 | lichidă                             |
| pH                    | nu este aplicabil                   |
| Vâzcozitate, dinamică | nedeterminată                       |

## Recomandări specifice

**Utilizați dezinfectantele în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.**

Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metalele și materialele sintetice (cu excepția sticlei acrilice și a lacurilor sensibile la alcool). Atunci când utilizați dezinfectanți pe bază de alcool, vă rugăm să urmați cu atenție toate îndrumările naționale privind protecția împotriva incendiilor și a exploziilor. Tratați numai suprafețe mici. Intervalul de ștergere depinde de temperatura camerei și de structura suprafeței care urmează să fie dezinfectată. Mai multe informații sunt disponibile la cerere.

### Reîncărcarea recipientului dozator

În primul rând, dezinfectați-vă mâinile și purtați mănuși de protecție noi. În timpul procesului de reîncărcare, vă rugăm să vă asigurați că mănușile nu sunt contaminate de alte activități. Procesati capacul de închidere la fiecare reîncărcare. În timpul procesului de procesare, supuneți capacul la curățare și dezinfectare cu un dezinfectant de suprafețe pe bază de alcool.

Sunt disponibile următoarele dimensiuni:

- mikrozid® AF wipes (10 x 150 de șervețele a 14 x 18 cm), acoperire\*: aprox. 0,3 m<sup>2</sup>
- rezervă dozator mikrozid® AF wipes (20 x 150 de șervețele a 14 x 18 cm), acoperire \*: aprox. 0,3 m<sup>2</sup>
- mikrozid® AF wipes Jumbo (10 x 200 de șervețele a 20 x 27 cm), acoperire \*: aprox. 0,5 m<sup>2</sup>
- rezervă dozator mikrozid® AF wipes Jumbo (12 x 200 de șervețele a 20 x 27 cm), acoperire\*: aprox. 0,5 m<sup>2</sup>
- mikrozid® AF wipes premium (12 x 50 de șervețele a 20 x 20 cm), acoperire \*: aprox. 0,5 m<sup>2</sup>

În cazul utilizării corecte, schulke garantează un termen de valabilitate de 3luni de la deschiderea pachetului.

## Informații pentru comandă

| Articol                                                            | Ambalaj | Cod articol |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| mikrozid® AF wipes premium softpack (50 de șervețele)              | 12/bax  | la cerere   |
| mikrozid® AF wipes Jumbo Refill (200 de șervețele)                 | 12/bax  | la cerere   |
| Recipient dozator mikrozid® AF wipes Jumbo (10 x 200 de șervețele) | 10/bax  | la cerere   |
| Recipient dozator mikrozid® AF wipes (10 x 150 de șervețele)       | 10/bax  | la cerere   |
| Rezervă dozator mikrozid® AF wipes Jumbo (12 x 200 de șervețele)   | 1/bax   | la cerere   |
| Rezervă dozator mikrozid® AF wipes (20 x 150 de șervețele)         | 1/bax   | la cerere   |

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

## Accesorii pentru utilizare

| Accesorii pentru utilizare                        | Cod articol |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Suport de perete Jumbo tub                        | 134421      |
| Consolă de montare pe perete pentru dozator (mic) | 134417      |

## Produse asemănătoare

- mikrozid® PAA wipes
- mikrozid® sensitive wipes
- mikrozid® universal wipes premium

## Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

## Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile pentru produs: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

\*Suprafața zonei de acțiune a unui șervețel depinde de condițiile ambientale și de structura suprafeței șterse.



GEPRÜFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG.-NR. D-150-00003



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.



O companie a  
Grupului Air Liquide

### Producător:

Schülke & Mayr GmbH  
Str. Robert-Koch 2  
22851 Norderstedt, Germania  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)



### Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.  
547215 Ernei Nr. 376  
Jud. Mureș, România  
Tel/Fax: 0265-267.708  
E-mail: [office@intercoop.ro](mailto:office@intercoop.ro)  
[www.intercoop.ro](http://www.intercoop.ro)