



Pentru răni acute și arsuri ușoare, respectiv arsuri solare și mâncărime

octenisept® gel

Avantajele noastre

- hidratează și protejează rănilile
- prin urmare, accelerând procesul de vindecare
- fără arsuri în timpul aplicării
- atenuează mâncărimile
- conține octenidină, care neutralizează germenii din gel și construiește astfel o barieră de protecție împotriva accesului germenilor

Domenii de utilizare

octenisept® gel se aplică în cazul leziunilor acute ale pielii, cum ar fi zgârieturile, tăieturile și arsurile ușoare (și arsurile solare, de exemplu).

Pentru o vindecare optimă a rănilor, acestea ar trebui să fie suficient hidratate, întrucât vindecarea necesită divizarea și migrarea celulelor pielii. Cea mai mare eficiență în acest sens are loc într-un mediu de leziune umedă. În plus, rana trebuie protejată împotriva infecțiilor.

Formula specială a octenisept® gel alimentează în mod optim rana cu umiditate și formează un strat de protecție împotriva bacteriilor. Acest strat de protecție previne pătrunderea agenților patogeni în rană, aceștia fiind deja neutralizați în gel. În acest mod, gelul pentru răni octenisept® gel protejează împotriva infecțiilor și a inflamațiilor. Vindecarea naturală a rănilor este, astfel, ajutată și accelerată. Efectul de răcire al octenisept® gel atenuează mâncărimea acută. octenisept® gel este incolor și nu arde în timpul aplicării.

Profilul produsului

Neutralizarea agenților patogeni

octenisept® gel prezintă o neutralizare excelentă a agenților patogeni chiar și după un minut. Aceste concluzii au fost determinate în testul cantitativ de suspensie cu expunere ridicată la proteine („condiții murdare”). Rezultatele au arătat că neutralizarea agenților patogeni din octenisept® gel a fost suficientă împotriva tuturor organismelor testate după o aplicare de un minut.

Dr. P. Goroncy-Bermes

schülke R&D, Norderstedt, 02 martie 2007

Tolerabilitatea țesuturilor și biocompatibilitatea octenisept® gel

Neiritant, fără sensibilizare, fără durere, fără toxicitate tisulară, fără deteriorarea țesutului de granulație și a epitelizării. Buna tolerabilitate a octenidinei a fost confirmată de experiența clinică de-a lungul mai multor ani și, de asemenea, de studiile clinice în materie de răni cronice.

Instrucțiuni de utilizare

Dezinfectați rana cu dezinfectant octenisept® pentru leziuni imediat după producerea acesteia. Apoi, acoperiți rana cu un strat subțire de gel. Dacă este necesar, aplicați un pansament sau ghips. Aplicați gelul pentru răni de 1-2 ori pe zi, până când se vindecă complet.

Din motive igienice, vârful tubului cu gel nu trebuie să atingă rana sau alte suprafețe.

CE 0297

octenisept® gel

Date despre produs

Ingrediente:

Apă purificată, propilenglicol, hidroxietilceluloză, HCl octenidină.

Date fizico-chimice

Culoare	aproape incoloră
Densitate	cca 1,01 g/cm ³ / 20 °C
Punct de aprindere	> 61 °C / Metodă: ISO 2719
Formă	vâscoasă
pH	cca 6,9/20 °C
Vâscozitate, dinamică	cca 5,050 mPa*s

Recomandări specifice

Efecte secundare

Nu au fost observate până în prezent.

Contraindicații

Nu utilizați octenisept® gel în mod continuu mai mult de 2 săptămâni fără supraveghere medicală. Întrucât alergiile nu pot fi excluse total, octenisept® gel nu trebuie aplicat de persoane cu alergii cunoscute sau în cazul unei suspiciuni de alergie la unul dintre ingredientele sale. Dacă aveți îndoieli, consultați un medic. Numai pentru uz extern. Pentru a evita posibilele leziuni ale țesuturilor, octenisept® gel nu trebuie aplicat pe cartilaje, în urechi sau în nas și nu trebuie permisă pătrunderea acestuia în ochi.

Instrucțiuni generale de siguranță

- A nu se utiliza pentru perfuzii sau injecții!
- Nu este destinat pentru uz intern!
- În cazul leziunilor cutanate acute, numai pentru uz extern.
- Pentru leziunile cronice, utilizați un gel steril pentru răni (octenilin® gel pentru răni).
- Utilizați numai pachetele nedeteriorate și intacte.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Cod articol
octenisept gel -INT- 20 ml TB	20/cutie	la cerere
octenisept Gel -DE- 20 ml TB	20/cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro