



gigasept® FF (new)

gigasept® FF (new) este un dezinfectant de nivel înalt pe bază de dialdehidă succinică pentru procesarea manuală a instrumentelor chirurgicale și medicale sensibile

Avantajele noastre

- fără conținut de formaldehidă și GDA
- eficacitate microbiologică largă
- o excelentă compatibilitate cu materialele
- soluția este stabilă timp de 14 zile

Domenii de utilizare

Dezinfectarea instrumentelor termolabile și termostabile, de ex., endoscoape flexibile și rigide, sonde cu ultrasunete rezistente la apă, accesorii pentru anestezie, măști respiratorii, instrumente etc.

Instrucțiuni de utilizare

gigasept® FF (new) este un concentrat și se diluează cu apă rece pentru a atinge concentrația de utilizare dorită.

Exemplu de utilizare: 1 litru de soluție gata de utilizare de 6 % corespunde la 940 ml de apă și 60 ml de gigasept® FF (new). Introduceți endoscoapele și instrumentele care necesită procesare în soluția gigasept® FF (new). Asigurați acoperirea completă a suprafețelor, precum și a instrumentelor cu cavități, și lăsați să treacă perioada de timp pentru a se atinge efectul. Clătiți bine toate instrumentele după dezinfectare, folosind apă cel puțin de calitatea apei potabile sau, de preferință, apă distilată sterilă sau apă complet deionizată, pentru a îndepărta toate reziduurile din soluție. Vă rugăm să urmați recomandările pentru procesare ale producătorilor instrumentelor. Pe lângă prelucrarea manuală a endoscoapelor și a instrumentelor, gigasept® FF (new) este adecvat și pentru mașinile semiautomate care operează printr-un proces ciclic la temperatura camerei.

Perioada de efect

Soluția de lucru poate fi utilizată timp de 14 zile, numai pentru dezinfectarea instrumentelor curățate anterior. Se va ține cont de reglementările naționale care pot limita durata de utilizare.

În afara tratamentului manual al endoscoapelor și instrumentelor, gigasept® FF (new) este de asemenea potrivit pentru aparatele semiautomate care funcționează printr-un proces ciclic la temperatura camerei.

Eficacitate microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
bacterică EN 13727, EN 14561 în conformitate cu VAH - condiții de curățenie	5 % (50 ml/l) 4 % (40 ml/l) 2 % (20 ml/l)	15 min 30 min 60 min
levurică EN 13624, EN 14562 în conformitate cu VAH - condiții de curățenie	5 % (50 ml/l) 4 % (40 ml/l) 2 % (20 ml/l)	15 min 30 min 60 min
tuberculică EN 14348, EN 14563 în conformitate cu VAH - condiții de curățenie	5 % (50 ml/l) 4 % (40 ml/l) 2 % (20 ml/l)	15 min 30 min 60 min
micobacterică EN 14348, EN 14563 în conformitate cu VAH - condiții de curățenie	7 % (70 ml/l) 5 % (50 ml/l) 3 % (30 ml/l)	15 min 30 min 60 min
virusuri capsulate (incl. HIV, HBV, HCV) EN 14476, EN 17111 - condiții de curățenie	1 % (10 ml/l)	15 min
virusuri capsulate (incl. HIV, HBV, HCV) în conformitate cu Asociația Germană pentru Combateră Bolilor Virale/ Ghidul RKI	1 % (10 ml/l)	15 min
fungicid EN 13624, EN 14562 - condiții de curățenie	6 % (60 ml/l)	60 min
virucidă EN 14476, EN 17111 - condiții de curățenie	6 % (60 ml/l)	60 min
virucidă în conformitate cu Asociația Germană pentru Combateră Bolilor Virale/ Ghidul RKI	8 % (80 ml/l)	60 min
sporică (C. difficile) EN 17126 - condiții de curățenie	6 % (60 ml/l)	8 ore

Listări

- Certificare VAH
- Listat de OMS



gigasept® FF (new)

Date despre produs

Compoziție:

100 g de soluție conține următoarele ingrediente active:
93,9 g produs de reacție DMO-THF, etanol și apă.

Date fizico-chimice

Culoare	verde
Densitate	cca. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
Punct de aprindere	38,5 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1
Formă	lichidă
pH	6,3 - 6,6 / 100% / 20 °C
Vâscozitate, dinamică	Nu sunt disponibile informații

Recomandări specifice

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Doar pentru uz profesional. Orice incident serios legat de produs trebuie raportat producătorului sau autorității competente.

Compatibilitatea materialelor:

metale, cauciuc, sticlă, materiale plastice, endoscoape flexibile.

Interacțiuni:

Ca regulă generală, nu amestecați gigasept® FF (new) cu alte produse. Dacă gigasept® FF (new) intră în contact cu soluții de aplicare care conțin amine, pot apărea precipitate și decolorări ireversibile, de exemplu, dacă în timpul curățării prealabile sunt folosiți agenți de curățare care conțin amine și nu se clătește corespunzător.

Depozitarea:

A nu se păstra pentru perioade lungi de timp la temperaturi peste 25 °C. Protejați de îngheț, căldură și lumina soarelui. Depozitați în recipientul original. Nu utilizați preparatul după data expirării.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr. articol
flacon gigasept® FF (new) de 2 l	5/cutie	la cerere
bidon gigasept® FF (new) de 5 l	1/bidon	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în fiecare țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați reprezentantul nostru local sau distribuitorul.

Accesorii pentru utilizare

Accesorii pentru utilizare	Nr. articol
Desfăcător bidon pentru 5 l + 10 l	135810
Cupă de măsurare de 500 ml	136101
Cupă de măsurare de 50 ml	136102

Produse asemănătoare

- gigazyme®
- gigazyme® X-tra

Informații legate de mediu

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com



EMAS

GERÜFTES

UMWELTMANAGEMENT

REG.-NR. D-150-00003



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin. 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Sediul schülke

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro