



Gel pe bază de alcool pentru dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor cu pantenol și vitamina E, fără culoare și parfum

NOU!

desderman[®] care gel

Avantajele noastre

- produs pentru toate anotimpurile: protejează în siguranță împotriva infecțiilor pe tot parcursul anului!
- spectru larg de eficacitate (inclusiv virusuri conform EN 14476)
- o senzație excepțională a pielii printr-o formulă inovatoare de îngrijire (complex ProPanthenol și vitamina E)
- lipsit de substanțe active reziduale
- datorită formulei ușor de utilizat gelul nu picură de pe mâini

Domenii de aplicare

- **dezinfectia igienică a mâinilor (EN 13727 + EN 1500):**
Frecați o cantitate suficientă pe mâinile uscate, timp de contact 30 de secunde.
- **dezinfectia chirurgicală a mâinilor (EN 13727 + EN 12791):**
Se masează o cantitate suficientă pe mâinile și antebrațele uscate, timp de contact 90 sec.

Instrucțiuni de utilizare

Produsul trebuie utilizat nediluat. În timpul timpului de contact pentru dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor, produsul trebuie aplicat în porțiuni, astfel încât mâinile sau mâinile și antebrațele să rămână bine umezite pe toată durata aplicării.

Eficacitate microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
bactericid EN13727	gata de utilizare	15 sec.
micobactericid EN14348	gata de utilizare	30 sec.
levuricid EN13624	gata de utilizare	15 sec.

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
virucid împotriva virusurilor capsulate EN14476	gata de utilizare	15 sec.
activitate virucidă cu spectru limitat EN14476	gata de utilizare	90 sec.
Norovirus (MNV) EN14476	gata de utilizare	15 sec.
virucid EN14476	gata de utilizare	90 sec.
Poliovirus EN14476	gata de utilizare	90 sec.
Rotavirus EN14476	gata de utilizare	15 sec.
Adenovirus (tip 5) EN14476	gata de utilizare	90 sec.

Domeniul de aplicare	Concentrație	Timp de contact
dezinfectia igienică a mâinilor EN13727, EN1500	gata de utilizare	30 sec.
dezinfectia chirurgicală a mâinilor EN13727, EN12791	gata de utilizare	90 sec.

Certificate

- Certificat VAH
- Listat IHO
- Certificat ÖGHMP



desderman® care gel

Date despre produs

Soluția de 100 g conține următoarele ingrediente active: 89,1 g Etanol 96% (v/v)

Date fizico-chimice

Culoare	incolor
Densitate	aprox. 0,83 g/cm ³ / 20 °C
Punct de aprindere	15,5 °C / Metodă: ISO 1523
Formă	vâscoasă
pH	este cazul
Vâscozitate, dinamică	1.100 mPa*s

Instrucțiuni speciale

BAuA Reg.-Nr.: N-84379

Utilizați dezinfectanții în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Pentru aplicații externe. Nu aduceți în contact cu foc deschis sau cu surse de căldură electrice care sunt pornite.

Informații pentru comandă

Articol	Ambalaj	Cod articol
desderman care gel DE FR 100 ml FL	30/cutie	la cerere
desderman care gel DE FR EN PT 500 ml FL	20/cutie	la cerere
desderman care gel DE FR EN PT 1 l EF	10/cutie	la cerere
desderman care gel DE FR EN PT 1 l FL	10/cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala sau distribuitorul nostru local.

Accesorii pentru utilizare

Accesorii pentru utilizare	Cod articol
Dozator KHK 1000 (aprox. 0,75-1,5 ml pe doză)	669700
Dozator KHK 500 (aprox. 0,75-1,5 ml pe doză)	669600
Dozator hyclick 1000 ml	60000036
Dozator hyclick Vario	60000045
Dozator de produs cu braț lung 1000 ml	669710
Dozator de produs cu braț lung 500 ml	669610
sm 2 500 (aprox. 1,0-3,0 ml pe doză)	668600
sm 2 Universal (aprox. 1,0 - 3,0 ml pe doză)	668500

Produse asemănătoare

- desderman® care gel
- balsam pentru piele uscată sensiva®
- cremă protectoare sensiva®
- crema de regenerare sensiva®
- loțiune de spălare sensiva®

Informații legate de mediu

schülke fabrică produse în mod economic și cu ajutorul unor procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, menținând în același timp standardele noastre înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru o prezentare generală a întregii literaturi/rapoarte disponibile despre produs: www.schuelke.com. Pentru întrebări individuale: Telefonul Departamentului de aplicații: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizație de producător în conformitate cu secțiunea 13 alineatul (1) din Legea germană a medicamentelor și certificate de conformitate GMP pentru medicamente.

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro