

schülke -†



Dezinfectarea rapidă, neinvazivă, cu conținut scăzut de alcool, a dispozitivelor medicale și a suprafețelor.

mikrozid® universal liquid

Avantajele noastre

- adecvat pentru dezinfectarea dispozitivelor de comunicații sensibile
- testat dermatologic
- gata de utilizare

Domeniile de utilizare

Produsul este adecvat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale și a altor suprafețe. Dezinfectantul nostru versatil și rapid este potrivit și pentru dezinfectarea dispozitivelor de comunicații sensibile.

Smartphone-urile și tabletele sunt printre cele mai frecvente suprafețe de contact cu mâinile. Folosind mikrozid® universal, acestea pot fi pregătite în siguranță, fără a deteriora materialele.

Eficacitate microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
bacterică în conformitate cu Ghidul VAH, cu timp de contact redus - condiții de murdărie	Gata de utilizare	2 min.
bacterică EN13727 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 sec.
tuberculocică EN14348 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	5 min.
levurică EN13624 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
levurică în conformitate cu VAH - condiții de murdărie	Gata de utilizare	2 min.
activitate virucidă împotriva virusurilor capsulate în conformitate cu DVV (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)//Ghidul RKI - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 sec.

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
activitate virucidă cu spectru limitat EN14476 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 min.
Norovirus EN14476 - condiții de curățenie	Gata de utilizare	30 sec.
Norovirus EN14476 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
Polyoma SV40 în conformitate cu DVV (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)//Ghidul RKI - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 sec.
Rotavirus EN14476 - fără condiții	Gata de utilizare	15 sec.

Certificări

- Certificare VAH
- Listat de OMS



mikrozid® universal liquid

Informații despre produs

100 g de soluție conține următoarele ingrediente active:
17,4 g de 2-propanol, 12,6 g de etanol (94 % concentrație procentuală de masă)

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004: < 5% agenți tensioactivi anionici

Date fizico-chimice

Culoare:	incolor
Densitate:	cca 0,95 g/cm ³
Punct de aprindere:	26 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1
Formă:	lichidă
pH:	3 - 3,6
Vâscozitate, dinamică:	nedeterminată

Recomandări speciale

Utilizați dezinfectantele în siguranță. Citiți întotdeauna prospectul și informațiile despre produs înaintea utilizării.

Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metalele și materialele plastice. A se feri de căldură și de surse de aprindere.

Mai multe informații sunt disponibile la cerere. Perioada de valabilitate la raft a recipientului deschis este indicată pe ambalaj.

Instrucțiuni de utilizare

Aplicați soluția nediluată pe suprafață, ștergeți și lăsați-o să își facă efectul. Asigurați umectarea completă și păstrați suprafața umedă pe tot parcursul utilizării. Asigurați-vă că toate urmele vizibile de murdărie au fost îndepărtate înainte de dezinfectare. Pulverizați suprafața de la o distanță de aprox. 30 cm (cca 40 ml/m²) și așteptați să se usuce. Păstrați suprafața umedă pe tot parcursul utilizării în cazul contaminării cu adenovirus sau Mycobacterium tuberculosis. Destinat exclusiv utilizării profesionale. Orice incidente grave legate de produs trebuie raportate producătorului și autorității competente. Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale semicritice și critice! Produsul poate fi utilizat fără mănuși, cu condiția ca măsurile de prevenire a infecțiilor, respectiv de siguranță și sănătate în muncă să o permită.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr. articol
mikrozid® universal liquid recipient de 1 l cu pulverizare	10/cutie	la cerere
mikrozid universal liquid 975 I EC	1/bidon	la cerere
mikrozid® universal liquid 5 l	1/bidon	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Accesorii pentru utilizare

Accesorii pentru utilizare	Nr. articol
Desfăcător bidon pentru 5 + 10 l	135810
Pâlnie de decantare	117901
Cupă de măsurare 500 ml	136101
Desfăcător multifuncțional (recipient de tip eurobottle/bidon/recipient de 1 l)	70000804
Dozator schülke 5 l / 10 l (20 ml/doză)	117101
Robinet pentru bidoanele de 5 l/10 l	135502

Produse asemănătoare

- mikrozid® AF liquid
- mikrozid® sensitive liquid
- mikrozid® universal wipes premium

Informații despre mediu

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Părerile experților și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Telefonul Departamentului aplicații: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro