

# schülke -+



Șervețele pentru o curățare și dezinfectare rapidă, impregnate cu soluție cu conținut scăzut de alcool, având o bună compatibilitate cu materialele.

## mikrozid® universal wipes premium

### Avantajele noastre

- o bună compatibilitate a materialelor (de ex., tablete)
- efect rapid (Noro 30 sec)
- eficacitate conform EN 16615 (încercare pe 4 zone) după 1 min.
- testate dermatologic
- șervețele mari și de înaltă calitate
- fără coloranți și arome
- performanțe remarcabile la curățare

### Domeniile de utilizare

Dezinfectarea rapidă, pe bază de alcool, a dispozitivelor medicale din toate domeniile și a unei mari varietăți de suprafețe care pot fi șterse, unde există un risc crescut de infectare, sunt necesari timpi de contact reduși și este necesar un dezinfectant prietenos cu materialele, de exemplu:

- suprafețele din apropierea pacienților
- unitățile pentru tratarea pacienților
- mesele de examinare
- mesele de operație și suprafețele de lucru învecinate
- suprafețele echipamentelor medicale
- tastaturile sau tastele tactile ale echipamentelor de comunicații sensibile, de ex., smartphone-uri sau tablete

### Instrucțiuni de utilizare

Ștergeți bine suprafața cu șervețelul impregnat și așteptați să își facă efectul. Asigurați-vă că umectați complet suprafețele și păstrați-le umede pentru tot timpul de expunere. Asigurați-vă că toate urmele de murdărie vizibile au fost îndepărtate înainte de dezinfectare. După deschiderea pachetului, asigurați-vă că sunt respectate cerințele de igienă. Asigurați-vă că ați închis bine capacul după utilizare.

Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale semicritice și critice! schülke garantează o perioadă de valabilitate de o lună de la deschiderea pachetului. Produsul poate fi utilizat fără mănuși, cu condiția ca măsurile de prevenire a infecțiilor, respectiv de siguranță și sănătate în muncă să o permită.

### Eficacitate microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
<b>bacterică</b> EN13727 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 sec.
<b>tuberculocidă</b> EN14348 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	5 min.
<b>levurică</b> EN13624 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
<b>activitate virucidă împotriva virusurilor capsulate</b> - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 sec.
<b>activitate virucidă cu spectru limitat</b> EN14476 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 min.
<b>Norovirus</b> EN14476 - condiții de curățenie	Gata de utilizare	30 sec.
<b>Norovirus</b> EN14476 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	60 sec.
<b>Polyoma SV40</b> - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 sec.
<b>Rotavirus</b> EN14476 - condiții de curățenie	Gata de utilizare	15 sec.

### Certificări

- Listat de OMS
- Certificare VAH



CE 0297

# mikrozid® universal wipes

## premium

### Informații despre produs

#### Compoziție:

Un pachet conține 100 de șervețele pre-saturate gata de utilizare 100 g de soluție conține următoarele ingrediente active: 17,4 g de 2-propanol, 12,6 g de etanol (94 % concentrație procentuală de masă)  
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004: < 5% agenți tensioactivi anionici

#### Date fizico-chimice

Culoare:	incolor
Densitate:	cca 0,95 g/cm <sup>3</sup> / soluția activă
Punct de aprindere:	26 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1 / soluția activă
Formă:	Soluție apoasă cu conținut de alcool impregnată în material nețesut
pH:	3-3,6 / soluția activă
Vâscozitate, dinamică:	nu sunt disponibile informații

### Recomandări speciale

**Utilizați dezinfectantele în siguranță. Citiți întotdeauna prospectul și informațiile despre produs înaintea utilizării.**

Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metalele și materialele sintetice. Atunci când utilizați dezinfectanți pe bază de alcool, vă rugăm să urmați cu atenție toate îndrumările naționale privind protecția împotriva incendiilor și a exploziilor. Tratați numai suprafețe mici. Intervalul de ștergere depinde de temperatura camerei și de structura suprafeței care urmează să fie dezinfectată. Mai multe informații sunt disponibile la cerere.

Sunt disponibile următoarele dimensiuni:

- mikrozid® universal wipes *premium* (6 x 100 șervețele de 20 x 20 cm), acoperire\*: aprox. 1,0 m<sup>2</sup>
- mikrozid® universal wipes *premium maxi* (6 x 80 șervețele de 25 x 25 cm), șervețele\*: aprox. 1,5 m<sup>2</sup>

### Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr. articol
mikrozid® universal wipes premium (100 de șervețele)	6/cutie	la cerere
mikrozid® universal wipes premium maxi (80 de șervețele)	6/cutie	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

### Produse asemănătoare

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® PAA wipes
- mikrozid® sensitive wipes
- mikrozid® universal liquid

### Informații despre mediu

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

### Părerile experților și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile pentru produs: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

\* Suprafața zonei de acțiune a unui șervețel depinde de condițiile ambientale și de structura suprafeței șterse.



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

#### Producător:

Schülke & Mayr GmbH  
Str. Robert-Koch 2  
22851 Norderstedt, Germania  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)



#### Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.  
547215 Ernei Nr. 376  
Jud. Mureș, România  
Tel/Fax: 0265-267.708  
E-mail: [office@intercoop.ro](mailto:office@intercoop.ro)  
[www.intercoop.ro](http://www.intercoop.ro)