

schülke -+



Dezinfectant rapid pe bază de alcool
pentru produse medicale non-invazive și
alte suprafețe

mikrocid[®] AF liquid

Avantajele produsului nostru:

- soluție gata preparată
- activitate biocidă foarte extinsă, în cel mai scurt timp posibil
- uscare rapidă fără a lăsa urme

Aria de aplicare

Produsul este adecvat pentru dezinfectia dispozitivelor medicale și a altor suprafețe. Produsul nostru clasic printre cele pentru dezinfectia rapidă a suprafețelor este adecvat pentru dezinfectia suprafețelor din proximitatea pacienților care prezintă un risc ridicat de infecție și necesită un timp scurt de acțiune.

Instrucțiuni de utilizare

Aplicați produsul nediluat pe suprafețe, ștergeți și așteptați ca acesta să își facă efectul. Asigurați-vă că ați umezit complet suprafețele și păstrați-le umede pe întreaga durată a timpului de expunere. Coeficientul maxim de aplicare va fi de 50 ml/m pătrat. Asigurați-vă că ați îndepărtat toată murdăria vizibilă înainte de dezinfectie. Orice incident serios legat de produs trebuie raportat producătorului și autorităților competente. A nu se folosi pentru dezinfectia finală a echipamentelor medicale semi-critice și critice!

Eficiență microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
bactericid EN13727, EN16615 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
tuberculocid EN14348 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
levuricid EN13727, EN16615 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
fungicid EN13624, EN13697 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	2 min.
virucid împotriva virusurilor capsulate În conformitate cu DVV (Asociația Germană pentru Combaterea Bolilor Virale)// Instrucțiunile RKI	Gata de utilizare	30 sec.
Norovirus EN14476 -condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.
Polioma SV40 În conformitate cu DVV (Asociația Germană pentru Combaterea Bolilor Virale)// Instrucțiunile RKI	Gata de utilizare	10 min.
Rotavirus În conformitate cu DVV	Gata de utilizare	30 sec.
Adenovirus (tip 5) În conformitate cu DVV (Asociația Germană pentru Combaterea Bolilor Virale)// Instrucțiunile RKI	Gata de utilizare	5 min.

Certificate:

- Certificat VAH
- Înregistrat IHO
- Certificat ÖGHMP



CE 0297

mikrozid® AF liquid

Informații despre produs

Compoziție
100 g de soluție conține următoarele ingrediente active:
25 g etanol (94%) și 35 g propan-1-ol
Etichetare conform Reglementărilor (CE) Nr. 648/2004:
parfumuri

Informații de natură chimică/fizică:

Culoare:	lichid incolor
Densitatea (20° C):	aprox. 0,89 g/cm ³ /20° C
Punct de inflamație:	27° C/ Metoda: DIN 51755 Partea I
Formă:	Lichidă
pH:	Nu se aplică
Vâscozitate, dinamică:	Nedeterminată

Recomandări speciale

Utilizați dezinfectantele în siguranță. Citiți întotdeauna prospectul și informațiile despre produs înaintea utilizării.
Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metale și sintetice (cu excepția sticlei acrilice și a lacurilor sensibile la alcool). Nu tratați suprafețele sensibile la alcool (de ex. sticla acrilică). Vă rugăm să urmați cu strictețe orice instrucțiuni naționale cu privire la incendii și protecția împotriva exploziilor atunci când folosiți dezinfectanți pe bază de alcool. Păstrați la distanță de căldură și surse de aprindere. Termenul de valabilitate a ambalajului deschis se regăsește pe etichetă.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Nr. articol
Flacon spray 250 ml mikrozid® AF liquid	10/Bax	La cerere
Flacon 1 l mikrozid® AF liquid	10/Bax	La cerere
10 l mikrozid® AF liquid	1/Canistră	La cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

Accesorii

Accesorii	Nr. articol
Cheie canistră 5+10 l	135810
Robinet schülke pentru bidon de 5 l/ 10 l	135501
Pulverizator pentru 500/1000 ml	180124

Produse similare

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® sensitive liquid

Informații despre mediu

schülke fabrică produse într-un mod economic și prin procese de producție avansate, sigure și prietenoase cu mediul, păstrându-și, totodată, standardele înalte de calitate.

Părerile experților și informații

Vă rugăm vizitați site-ul nostru pentru o privire de ansamblu asupra întregii literaturi de specialitate/rapoarte asupra produsului: www.schuelke.com

Pentru informații individuale, contactați:

Serviciul Vânzări Clienți:

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr S.R.L. deține o Autorizație a Producătorului conformă cu secțiunea 13, paragraful 1 al Legii Germane pentru Medicamente și Certificate de Conformitate GMP pentru produse medicinale.



Producător: Schulke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch nr. 2,
22851 Norderstedt, Germania
Telefon: +49 (0) 40 – 52100 – 0
Fax: +49 (0) 40 – 52100 – 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Distribuitor autorizat: S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro